



Numéro d'article	020714
Prix HT	54,30 €
Prix TTC	65,70 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

3M Tegaderm +Pad est un film transparent avec un tampon absorbant central pour les plaies légèrement exsudatives. 3M™ Tegaderm™ +Pad Film de pansement avec tampon non-adhésif est un pansement stérile tout-en-un très pratique. Les coussinets sont imperméables à l'eau et agissent comme barrières virales et bactériennes. Fixé à un pansement en film plus large et finement transparent, pour assurer un processus normal de cicatrisation avec moins de douleur et de traumatisme. Le pansement est souple et résistant à l'eau et peut être laissé en place jusqu'à 7 jours. Nettoyer la peau et la plaie, laisser sécher la peau environnante. Retirer le papier de protection imprimé, tenir le bandage aux 2 extrémités et le placer sur la plaie ; frotter doucement du centre vers l'extérieur. Retirer le bord du papier d'application et lisser les côtés.

Caractéristiques et avantages

- Pansement stérile tout-en-un pratique
- Barrière étanche pour pouvoir se doucher sans enlever le pansement

- Le tampon non adhésif ne colle pas à la plaie.
- Couche arrière imperméable qui permet de prendre une douche ou un bain.
- La barrière bactérienne et virale réduit le risque d'infection
- Rentable

Applications possibles

- Plaies chirurgicales
- Petites incisions et excisions
- Fissures et abrasions
- Brûlures superficielles et partielles d'épaisseur
- Plaies légèrement à modérément exsudatives