



Numéro d'article	020700D
Prix HT	44,43 €
Prix TTC	53,76 €
Stock	Plus que 5 en stock

Description

Le film Tegaderm se compose d'une fine couche de film avec une couche adhésive hypoallergénique sans latex.

Le film est semi-perméable, l'oxygène et la vapeur d'eau s'échappent facilement. Le film est imperméable à l'eau et imperméable aux liquides, bactéries et virus de l'extérieur.

Les pansements transparents 3M™ Tegaderm™ avec leur cadre de pose sont spécialement adaptés pour la thérapie I.V. Les pansements Tegaderm sont conçus pour des applications de plusieurs jours, ils sont perméables à l'air et à la vapeur d'eau, mais forment une barrière imperméable aux liquides et aux microorganismes. En sélectionnant la taille appropriée, le pansement 3M™ Tegaderm™, film transparent, s'utilise pour la fixation de cathéters veineux, centraux, périphériques, PICC. Tous les formats de ce pansement sont dotés d'un système de pose fenêtré unique, permettant une application précise. Caractéristiques

- S'applique sans problème grâce à son cadre de pose unique
- Sa transparence permet un contrôle visuel
- Barrière contre:
 - Bactéries; limite le risque de contaminations externes
 - Eau; permet l'hydrothérapie, la baignade et la douche
 - Virus
- S'utilise en toute sécurité
- Perméable à l'oxygène et la vapeur (semi-perméable), ainsi évitant la macération de la peau.
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours (suivant protocole)
- Disponible en plusieurs dimensions pour différentes applications