



<b>Numéro d'article</b>	064028
<b>Prix HT</b>	19,25 €
<b>Prix TTC</b>	23,29 €
<b>Stock</b>	Plus que 8 en stock

## Description

Bandage tubulaire en filet de gros calibre, hautement élastique, pour une fixation rapide et facile de tous les types de pansements pour plaies. Forme lisse et sans plis à aucune forme de corps, elle ne pince pas et vous sentez à peine que vous la portez. Le pansement en filet bi-élastique peut être stérilisé jusqu'à 121°C. Composition : 71% polyamide, 29% élastodiène.

## Différentes tailles

- A = doigt + orteil
- B = petits membres
- C = tête/bras + jambe adultes
- D = grosse tête + petit torse
- E = coque large/bateau/cuisse large