



Numéro d'article	040530
Prix HT	23,04 €
Prix TTC	27,88 €
Stock	en stock

Description

Enduit adhésif plastique transparent, perforé, facile à déchirer, adhérence fiable.

Caractéristiques et avantages

- Facile, droit, détachable dans les deux sens
- Permet d'adapter le plâtre pour la fixation de toutes sortes de bandages et d'outils.
- Poreux
- Facile à manipuler avec des gants
- Adhère bien sur la peau et sur les tubes
- Transparent
- Hypoallergénique et sans latex
- Étanche

Applications possibles

- Fixation de tubes et d'outils
- Fixation de bandages encombrants
- Quand la largeur de l'enduit doit être faite "sur mesure".

Afbeeldingen

