



<b>Numéro d'article</b>	063011
<b>Prix HT</b>	21,59 €
<b>Prix TTC</b>	26,12 €
<b>Stock</b>	Plus que 5 en stock

## Description

---

Tubifast 2 Way Stretch : Fixation du bandage et protection de la peau pour chaque partie du corps

La fixation idéale pour les pansements Mepilex<sup>®</sup> : Bandage tubulaire élastique, confortable, non serrant, qui s'étire dans le sens de la longueur comme dans le sens de la largeur.

### Confortable

- • Garde les bandages en place
- • La pression uniformément répartie empêche l'écrasement
- • Liberté de mouvement totale
- • Protège la peau, par exemple sous les bandages.

### Pratique

- • Bandage tubulaire facile à utiliser
- • Fixation sans épingles et rubans adhésifs
- • Rapide et facile à appliquer
- • Rentable
- • Découpable
- • Lavable

## Applications

- • Fixation de pansements pour plaies
- • Protection de la peau en dessous :
  - • pansements
  - • gypse
- • Protection des vêtements en cas d'utilisation de pommade comme dans le cas de :
  - • Eczéma
  - • Psoriasis

## Disponible en différentes tailles :

### Circonférence

- • Tubifast - 7,5cm x 10m - Bleu : Circonférence 24-40cm
- • Tubifast - 10,75cm x 10m - Jaune : Circonférence 35-64cm
- • Tubifast - 20cm x 10m - Pourpre : Circonférence 64-130cm

Toujours mesurer autour de la partie la plus large du corps. Composition

- • Fait de 92% viscose, 5% élasthane et 3% polyamide
- • Sans latex