



Numéro d'article	063010
Prix HT	15,76 €
Prix TTC	19,07 €
Stock	en stock

Description

Tubifast 2 Way Stretch : Fixation du bandage et protection de la peau pour chaque partie du corps

La fixation idéale pour les pansements Mepilex[®] : Bandage tubulaire élastique, confortable, non serrant, qui s'étire dans le sens de la longueur comme dans le sens de la largeur.

Confortable

- • Garde les bandages en place
- • La pression uniformément répartie empêche l'écrasement
- • Liberté de mouvement totale
- • Protège la peau, par exemple sous les bandages.

Pratique

- • Bandage tubulaire facile à utiliser
- • Fixation sans épingles et rubans adhésifs
- • Rapide et facile à appliquer
- • Rentable
- • Découpable
- • Lavable

Applications

- • Fixation de pansements pour plaies
- • Protection de la peau en dessous :
 - • pansements
 - • gypse
- • Protection des vêtements en cas d'utilisation de pommade comme dans le cas de :
 - • Eczéma
 - • Psoriasis

Disponible en différentes tailles :

Circonférence

- • Tubifast - 7,5cm x 10m - Bleu : Circonférence 24-40cm
- • Tubifast - 10,75cm x 10m - Jaune : Circonférence 35-64cm
- • Tubifast - 20cm x 10m - Pourpre : Circonférence 64-130cm

Toujours mesurer autour de la partie la plus large du corps. Composition

- • Fait de 92% viscose, 5% élasthanne et 3% polyamide
- • Sans latex