



Numéro d'article	090491
Prix HT	209,85 €
Prix TTC	253,92 €
Stock	sur commande

Description

Vicryl est le fil de suture résorbable le plus couramment utilisé.

Vicryl garantit une bonne fermeture de la plaie en ajoutant un antiseptique à la suture.

- Vicryl a une excellente tolérance.
- Soutien tissulaire jusqu'à 30 jours
- Sa résorption par hydrolyse réduit considérablement la réaction tissulaire.
- Excellente manipulation.
- Le bouton est facile à utiliser.
- Equipé d'une aiguille de 24 mm.

Afbeeldingen

