



Numéro d'article	090556
Prix HT	7,66 €
Prix TTC	9,27 €
Stock	en stock

Description

Suture tressée à absorption rapide en polyglactine 910.

Vicryl est idéal pour les tissus qui n'ont besoin d'être soutenus que pendant une courte période.

- Résistance à la traction : 50% après 5 jours, 0% après 12 jours
- Les sutures n'ont pas besoin d'être retirées.

Usage: chirurgie buccale et maxillo-faciale, muqueuse, peau (transcutanée)