



Numéro d'article	180075
Prix HT	23,57 €
Prix TTC	28,52 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Le alèse lavable avec bande de rangement garde le résident au sec et confortable.

Pour une protection et un confort optimal.

Cette alèse de lit est très confortable. Idéale pour l'énurésie et l'incontinence chez les enfants et les adultes. Elle est composée de 4 couches fonctionnelles. La couche supérieure transporte l'humidité indésirable directement vers les couches sous-jacentes et sèche en quelques minutes, de sorte que l'utilisateur ne se sente pas mouillé.

L'humidité restante est retenue par la sous-couche imperméable afin que le matelas ne soit pas mouillé.

Fonctionnalités

- Unique 4-couches Matelassée
- Respirant et confortable
- Lavable en machine
- Grande capacité d'absorption : 2,62 litres par m²

- Convient au sèche-linge
- Lavable à 95° C
- Imperméable

Conseil : le coussin absorbant ne fonctionne bien qu'après le premier lavage.