



Numéro d'article	180077
Prix HT	21,68 €
Prix TTC	26,23 €
Stock	en stock

Description

Alèse absorbant en cas d'incontinence ou comme protection supplémentaire du lit. Peut également être utilisé pour déplacer le patient dans son lit.

Le textile MoliNea est un alèse lavable et réutilisable.

Couche non tissée douce et absorbante à très haut pouvoir d'absorption. Surface douce et agréable pour la peau, qui transporte et retient les liquides sur la couche absorbante. Couche imperméable à l'intérieur. Ne bouge pas grâce à la surface rugueuse du dessous. Forme solide grâce aux coutures solides cousues tout autour. Lavable à 95° et peut être placé dans le sèche-linge. Très longue durée de vie.