



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 1801371 |
| Prix HT | 17,80 € |
| Prix TTC | 21,54 € |
| Stock | Plus que 9 en stock |

Description

Les nouveaux Pull-Ons Attends 3/4 améliorés. Nouvelle classification des niveaux d'absorption : 4, 6, 8 et 10 (au lieu de 3, 5, 8 et 10)

- Ceinture entièrement élastiquée
 - Avantages: coupe ajustée, moins de tissu aux jambes, meilleure protection.
- Le bas de la taille (environ 2 cm plus bas)
 - Avantages: moins visible, plus discret, même pouvoir absorbant.
- Bordures blanches anti-fuite
 - Avantages: blanc au lieu de bleu = plus discret
- Collage mécanique (= collage sans colle)
 - Avantages: plus de douceur, meilleure élasticité et meilleure tenue.

Attends Pull-Ons 3/4 sont super-absorbants, élastiques et faciles à mettre et à enlever. Ils sont très adaptés à l'incontinence modérée telle que la perte régulière d'urine et/ou de matières fécales.

Les produits Pull-Ons offrent une protection et une liberté de mouvement maximales dans le cadre d'un mode de vie actif!

Grâce à la souplesse de leur coupe, les Attends Pull-Ons vous donnent une sensation de liberté, se portent comme des sous-vêtements normaux et épousent toujours parfaitement votre corps grâce à l'élasticité du modèle. Le retrait après utilisation est facile car vous pouvez arracher les deux côtés. Attends Pull-Ons sont aussi souvent utilisées pour l'apprentissage de la propreté lorsque les toilettes sont encore atteintes à temps. Un matériau perméable à l'air assure également une meilleure protection de la peau. Les granules d'absorption du noyau convertissent l'humidité en une masse gélatineuse. Cela a un effet neutralisant et réduit le risque de mauvaises odeurs. La zone active garantit une capacité d'absorption élevée là où elle est effectivement nécessaire. La peau reste ainsi confortablement sèche et offre une sécurité supplémentaire contre les fuites.

Disponible en différentes tailles

| Description | Circonférence de la hanche | Conditionnement |
|-------------|----------------------------|-----------------|
| Medium | 80 - 110cm | 22 pièces |
| Large | 100 - 140cm | 22 pièces |