

Numéro d'article	180069
Prix HT	9,79 €
Prix TTC	11,85 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

iD Care sont des pantalons de fixation qui garantissent que le bandage s'adapte bien au corps.

Protection anti-crevaison optimale

iD Expert Fix est un pantalon de fixation qui garantit que le pansement s'adapte bien au corps et assure ainsi une performance optimale du produit. L'ajout de fibres douces et d'élastiques doubles en Lycra crée une structure optimale pour une protection anti-crevaison, une liberté de mouvement accrue et un risque réduit d'irritation cutanée.

Le pantalon de fixation est doux, discret et très confortable

La conception offre un excellent support pour les coussinets [Suprem Light](#), Suprem For Men, les coussinets droits Classic Pad et les coussinets de forme anatomique Suprem Form. Le pantalon de fixation est très extensible pour s'adapter facilement à toutes les morphologies.

Tous les pantalons de fixation sont sans latex

Le pantalon est un produit discret et confortable. Ceux-ci se portent comme des sous-vêtements normaux et sont composés à 95% de polyester, 4% d'élasthanne et 1% de nylon. La taille du boxer est imprimée à l'intérieur de la ceinture. Cela évite toute confusion dans le choix du produit.

Pour une utilisation optimale de ce produit, il est recommandé de laver ces culottes de fixation dans un filet de lavage à 60 ° C puis de les laisser sécher au sèche-linge à température modérée. La durée de vie de ce produit est estimée à un maximum de 50 lavages.

Tous les pantalons de fixation sont sans latex

Le pantalon est un produit discret et confortable. Ceux-ci se portent comme des sous-vêtements normaux et sont composés à 95% de polyester, 4% d'élasthanne et 1% de nylon. La taille du boxer est imprimée à l'intérieur de la ceinture. Cela évite toute confusion dans le choix du produit.

Pour une utilisation optimale de ce produit, il est recommandé de laver ces culottes de fixation dans un filet de lavage à 60 ° C puis de les laisser sécher au sèche-linge à température modérée. La durée de vie de ce produit est estimée à un maximum de 50 lavages.

Disponible en différentes tailles

Mesurez votre tour de hanche pour déterminer la bonne taille.

- S = 40 – 80 cm
 - 5 pièces
- M = 60 – 100 cm
 - 5 pièces
- L = 80 – 120 cm
 - 5 pièces
- XL = 100 – 160 cm
 - 5 pièces
- XXL = 140 – 180 cm
 - 5 pièces
- XXXL = 180 – 195 cm
 - 3 pièces