



Numéro d'article	017995
Prix HT	33,33 €
Prix TTC	40,33 €
Stock	en stock

Description

Le gelée lubrifiante KLY est un gel transparent sans graisse, non irritant et soluble dans l'eau. C'est idéal pour divers usages médicaux.

Propriétés

- Non-stérile
- Hypoallergénique
- Facile à essuyer
- Ne contient pas d'huile ou de substances huileuses, ce qu'assure un nettoyage facile après chaque application
- Aucun effet toxique
- Inodore

Indications

Ce produit est particulièrement adapté aux applications suivantes:

- Électrothérapie: la gelée améliore la conduction électrique
- Travail cystoscopique
- Humidification vaginale supplémentaire
- Endoscopie
- Gastroskopie
- Colonskopie
- Rectoskopie