



Numéro d'article	1800151
Prix HT	12,04 €
Prix TTC	14,57 €
Stock	en stock

Description

Les Suprem Pants de Lille présentent de nombreux avantages, tant pour le personnel soignant que pour le patient.

La couche extérieure du Suprem Pants de Lille ressemble à du textile.

C'est pourquoi les Suprem Pants de Lille sont non seulement confortables, mais aussi esthétiques.

Le Lille Suprem Pants est très facile à mettre et à enlever, tout comme un sous-vêtement normal.

Cela permet de conserver l'indépendance et l'estime de soi du patient. Avec ces Suprem Pants de Lille, il n'y a pas ou moins de besoin de soins, ce qui permet à l'aidant de passer plus de temps, par exemple, en réadaptation. Cela favorise la paix et le confort du patient. Dans le pantalon relevable, il y a un indicateur d'humidité qui devient bleu au contact de l'urine. De cette façon, vous pouvez voir à quel point il est saturé.

Les Suprem Pants de Lille ont une meilleure coupe anatomique et un système anti-fuite.

La taille est facilement reconnaissable par les rayures colorées sur la ceinture. Les Suprem Pants de Lille sont faciles à mettre et à enlever, tout comme les sous-vêtements normaux ou en déchirant les côtés. Les bords anti-fuites élastiques du pantalon de traction offrent une sécurité optimale. Le noyau ultra-absorbant vous offre également une protection supplémentaire. Néanmoins, la couche extérieure respirante et élastique des pantalons pull up les rend confortables et faciles à utiliser.

Le Lille Suprem Pants est un système d'une seule pièce aux formes anatomiques discrètes.

En raison du choix des matières premières pour la fabrication du Lille SupremPants, il est composé d'une matière 100% respirante. Cela le rend respirant et empêche l'irritation de la peau.

Informations complémentaires

Référence	Taille	Circonférence	Absorption	Pièces/sachet
LSPU0121	Small	60 - 90 cm	1900 ml	14u. x 6 sachet = carte