



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 1805481             |
| <b>Prix HT</b>          | 32,37 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 39,17 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 8 en stock |

## Description

TENA Flex Plus est conçu pour les fuites urinaires modérées à graves. TENA Flex Plus avec ConfioAir™ est entièrement respirable et testé sous contrôle dermatologique pour favoriser une peau saine. La ceinture ComfiStretch intégrée est dotée d'une fermeture Velcro pour un changement facile et ergonomique. Le noyau en deux parties, très absorbante, offre une protection optimale de jour comme de nuit aux utilisateurs qui souffrent de fuites importantes et soudaines. Le tissu extérieur doux et respirant assure un ajustement confortable, doux et discret.

## Flex - Changement plus facile et plus digne grâce à un produit avec une sangle à la taille.

TENA Flex Plus est doté d'une fermeture Velcro intégrée brevetée que vous pouvez remplacer facilement et rapidement. Fixez la bande autour de la taille, puis fixez le devant du bandage à la ceinture à l'aide d'une fermeture Velcro. La courroie peut être attachée à l'avant et à l'arrière pour la commodité de la personne dont vous vous occupez.

## **TENA Flex avec ConfioAir™ favorise une peau saine.**

TENA Flex avec ConfioAir™ est entièrement respirant et favorise une peau saine. La bande de taille couvre moins les hanches et les cuisses, ce qui vous donne plus de confort, un résultat sec et une peau saine. Tous les matériaux sont testés sous contrôle dermatologique.

## **TENA Flex Plus avec ceinture ComfiStretch intégrée pour un ajustement fiable et confortable.**

La taille souple et élastique s'adapte facilement au corps. En combinaison avec l'élastique de jambe et le matériau silencieux et doux, le produit offre une protection discrète et fiable et un ajustement particulièrement bon et confortable.

## **Ergonomie d'utilisation - réduit les douleurs lombaires de l'aidant.**

TENA Flex Plus, avec sa ceinture intégrée, est conçu pour un changement de produit plus facile et plus ergonomique. TENA Flex Plus réduit - par rapport aux produits tout-en-un et en deux parties - les douleurs lombaires des soignants lors des changements.

## **TENA Flex Plus, avec son absorption rapide et son noyau de haute qualité, offre une protection contre les fuites.**

Grâce à la technologie FeelDry, de grandes quantités d'urine sont rapidement dirigées vers le cœur du produit. L'urine est stockée dans le noyau et n'entre donc pas en contact avec la peau, même lorsque vous êtes actif, pour une sensation de confort.

## **TENA Flex Plus avec bords anti-fuites pour plus de sécurité.**

TENA Flex Plus offre une excellente protection grâce à ses anneaux anti-fuites, que l'utilisateur soit debout, assis ou couché.

## **Le neutralisateur d'odeurs réduit l'apparition des odeurs.**

Le neutralisateur d'odeurs réduit le développement des odeurs et procure ainsi une sensation de fraîcheur et une plus grande confiance en soi.

## **TENA Flex Plus avec un indicateur d'urine qui indique quand le produit doit être remplacé.**

Il n'est pas nécessaire de retirer le pansement pour incontinence TENA Flex Ultima pour déterminer si un remplacement est nécessaire. L'indicateur d'urine à l'extérieur du produit devient bleu au lieu de jaune lorsqu'il est temps de le remplacer.

## **TENA Flex Plus avec reconnaissance rapide et facile du produit dans tous les modes de stockage.**

La capacité d'absorption de TENA Flex Plus est indiquée par un code couleur et la taille est clairement indiquée sur le produit et l'emballage pour accroître la reconnaissance - même en rayon.

## Disponible en différentes tailles

| Taille | Circonférence de la hanche | Emballage     |
|--------|----------------------------|---------------|
| S      | 61 - 87 cm                 | 3 x 30 pièces |
| M      | 71 - 102 cm                | 3 x 30 pièces |
| L      | 83 - 120 cm                | 3 x 30 pièces |
| XL     | 105 - 153 cm               | 3 x 30 pièces |