



<b>Numéro d'article</b>	1805271
<b>Prix HT</b>	29,54 €
<b>Prix TTC</b>	35,74 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

TENA Slip Maxi est conçu pour les pertes urinaires importantes à très importantes. Le noyau rapide et très absorbant du produit pour l'incontinence offre une protection contre les fuites. Les rubans refermables permettent de fixer facilement le produit et de le maintenir solidement en place.

**TENA Slip Maxi avec ConfioAir permet à la peau de respirer.**

TENA Slip Maxi avec ses nouveaux côtés et son extérieur respirant garde la peau sèche pour plus de confort et une peau saine.

**Le Slip Maxi TENA avec ses larges bandes Velcro assure un ajustement confortable.**

Le produit pour l'incontinence est facile à fixer et peut être ajusté plusieurs fois pour un ajustement parfait, une protection et un confort.

**Le Slip Maxi de TENA, avec son noyau rapide et super absorbant, offre une protection contre les fuites.**

La technologie FeelDry absorbe jusqu'à de grandes quantités d'urine dans le noyau. L'urine reste dans le noyau même sous pression et loin de la peau pour un plus grand confort.

**TENA Slip Maxi avec une matière douce au toucher comme du coton pour un confort optimal.**

Matière qui ressemble au coton. Est doux et agréable sur la peau.

**Le neutralisateur d'odeurs réduit l'apparence des odeurs.**

Le neutralisateur d'odeurs réduit le développement des odeurs et procure une sensation de fraîcheur et plus de confiance en soi.

**TENA Slip Maxi est doté d'un indicateur d'humidité qui indique quand le produit doit être remplacé.**

Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le produit pour déterminer si un remplacement est nécessaire. L'indicateur d'humidité à l'extérieur du produit devient bleu au lieu de jaune lorsqu'il est temps de le remplacer. Un seul regard sur l'indicateur d'humidité suffit donc.

**TENA Slip Maxi avec des élastiques aux jambes rondes pour un ajustement parfait et une bonne protection.**

La taille élastique et l'élastique de jambe rond assurent un ajustement parfait et une bonne protection.

**TENA Slip Maxi avec code couleur Easy Select indiquant la capacité d'absorption.**

La capacité d'absorption du pansement pour l'incontinence est indiquée par un code couleur et la taille est clairement imprimée sur le produit et l'emballage pour augmenter la reconnaissance.

**Disponible en différentes tailles**

Taille	Circonférence de la hanche	Emballage
S	56 - 85 cm	3 x 24 pièces
M	73 - 122 cm	3 x 24 pièces
L	92 - 144 cm	3 x 24 pièces
XL	120 - 160 cm	3 x 24 pièces