



Numéro d'article	108355
Prix HT	56,23 €
Prix TTC	68,04 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Idéal pour tenir les aiguilles solidement lors de la suture. En raison de sa forme mince et de sa tête courte, le porte-aiguille est particulièrement adapté à la pose de ligatures en profondeur dans la zone opératoire.

Caractéristiques du produit

- Matériau : acier inoxydable.
- Tête courte avec leviers structurés
- Rainure de sang à double face
- Conception droite
- Peut être désinfecté et stérilisé (autoclave et stérilisateur à air chaud)
- Pour l'emballage, le maintien et l'alimentation d'aiguilles et de fils chirurgicaux