



<b>Numéro d'article</b>	108358
<b>Prix HT</b>	161,24 €
<b>Prix TTC</b>	195,10 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

Aesculap Mayo-Hegar TC Porte-aiguille - métal dur 15cm (ref:BM065R) Idéal pour tenir les aiguilles solidement lors de la suture. En raison de sa forme mince et de sa tête courte, le porte-aiguille est particulièrement adapté à la pose de ligatures en profondeur dans la zone opératoire.

## Caractéristiques du produit

- Matériau : métal dur
- Tête courte avec leviers structurés
- Rainure de sang à double face
- Conception droite
- Peut être désinfecté et stérilisé (autoclave et stérilisateur à air chaud)
- Pour l'emballage, le maintien et l'alimentation d'aiguilles et de fils chirurgicaux