

Aesculap Olsen-Hegar porte- aiguille TC avec ciseaux 12,5cm

08/10/2025 20:53:01



Numéro d'article	108323
Prix HT	224,78 €
Prix TTC	271,98 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le porte-aiguille Olsen-Hegar est un instrument fin avec prise de doigt et verrouillage. Le porte-aiguille est particulièrement adapté, grâce à son tranchant intégré, aux interventions chirurgicales qui peuvent être réalisées sans assistance. Sa tête courte rend le travail dans une zone chirurgicale profonde très facile. Les deux leviers sont structurés de manière à assurer une prise ferme de l'aiguille. Aesculap est le plus grand fabricant d'instruments chirurgicaux au monde.

Les instruments chirurgicaux Aesculap sont utilisés dans les meilleurs hôpitaux du monde entier.

Pour le chirurgien qui exige le meilleur ! Une prise ferme pour maintenir l'aiguille de suture serrée.

- Contrôle de qualité en plusieurs étapes
- Tous les instruments sont équipés de plaquettes en carbure de tungstène

- Bagues en plaqué or