


Aesculap Olsen-Hegar porte-aiguille TC avec ciseaux 16,5cm (ref:BM124R)

08/10/2025 15:41:33



Numéro d'article	108331
Prix HT	193,23 €
Prix TTC	233,81 €
Stock	sur commande

Description

Le porte-aiguille Olsen-Hegar est un instrument fin avec prise de doigt et verrouillage. Le porte-aiguille est particulièrement adapté, grâce à son tranchant intégré, aux interventions chirurgicales qui peuvent être réalisées sans assistance. Sa tête courte rend le travail dans une zone chirurgicale profonde très facile. Les deux leviers sont structurés de manière à assurer une prise ferme de l'aiguille. Aesculap est le plus grand fabricant d'instruments chirurgicaux au monde.

Les instruments chirurgicaux Aesculap sont utilisés dans les meilleurs hôpitaux du monde entier.

Pour le chirurgien qui exige le meilleur ! Une prise ferme pour maintenir l'aiguille de suture serrée.

- Contrôle de qualité en plusieurs étapes
- Tous les instruments sont équipés de plaquettes en carbure de tungstène

- Bagues en plaqué or
- Métal dur
- 16,5 cm