



Numéro d'article	108385
Prix HT	43,65 €
Prix TTC	52,82 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Le clamp artériel selon Pean sous forme droite peut être utilisé pour saisir et maintenir des vaisseaux sanguins ou des tissus coupés. Le mécanisme de verrouillage permet de bloquer la pince artérielle dans différentes positions. Fabriqué en acier de haute qualité pour une très longue durée de vie et avec une finition précise selon les normes de qualité élevées d'Aesculap (B.Braun). Les produits Aesculap sont finis avec précision, ce qui garantit une méthode de travail agréable. Les instruments sont faciles à nettoyer, ce qui favorise l'hygiène.

Caractéristiques du produit

- Matériau: acier inoxydable chirurgical
- Longueur: 14 cm
- Conception anatomique (les mâchoires sont plates avec une surface nervurée)

- Conception droite

Afbeeldingen

