



Numéro d'article	108350
Prix HT	47,69 €
Prix TTC	57,70 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

La pince artérielle selon Kocher-Ochsner est caractérisée par les dents emboîtées à l'extrémité et peut être utilisée pour saisir et maintenir des vaisseaux sanguins ou des tissus coupés. Le mécanisme de verrouillage permet de bloquer la pince artérielle dans différentes positions. La finition précise des instruments Aesculap rend le travail avec ces pinces anatomiques très agréable. Le produit est facile à nettoyer, ce qui est important pour votre hygiène.

Caractéristiques du produit

- Matériau : acier inoxydable chirurgical
- Longueur : 14 cm
- Exécution chirurgicale (mâchoires avec dents)
- Modèle courbé