



Numéro d'article	010148
Prix HT	32,66 €
Prix TTC	39,52 €
Stock	en stock

Description

Cettes aiguilles Sterican jetables disposent d'un embout Luer-Lock et d'une tige d'aiguille flexible en acier inoxydable. Grâce à une coupe spéciale en biseau, les aiguilles Sterican garantissent des injections indolores et un trauma minimal.

Caractéristiques du produit

- Aiguilles Sterican jetables conformes aux normes ISO 7864 et DIN 13097 - Tige d'aiguille en acier au chrome-nickel inoxydable - Surface extrêmement douce et fine enveloppe de silicone - Pavillon de l'aiguille en polypropylène avec code de couleurs - Sans latex - Sans PVC - Emballage stérile individuel.