



Blunt Fill - Aiguille prélèvement émoussées Blunt - 18G1 1/2 (1.2 x40mm) rouge - 100 pièces

08/10/2025 19:01:56



Numéro d'article	010121
Prix HT	7,30 €
Prix TTC	8,83 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

Blunt Fill - Aiguille prélèvement émoussées Blunt - 18G1 1/2 (1.2 x40mm) rouge - 100 pièces

- Evite l'utilisation d'un objet tranchant inutile
- 10 x plus de force nécessaire pour pénétrer la peau qu'une aiguille conventionnelle
- Remplissage rapide, idéal pour les médicaments visqueux
- Efficacité prouvée
- Rentable
- Spécialement conçue pour assurer la sécurité des préparations et des administrations de médicaments
- Un filtre de 5 microns capture 98 % des particules

- Un biseau spécifique de 45° pour réduire le risque de formation des particules de bouchon
- Seulement 2,5 x la force nécessaire pour pénétrer le bouchon de l'ampoule