



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 010272   |
| <b>Prix HT</b>          | 9,68 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 11,71 €  |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Ces seringues BD Emerald sont des seringues en trois parties sans aiguille, ce sont des seringues stériles à usage unique. Les seringues BD Emerald 5cc & 10cc ont une graduation de 0.20 ml. La seringue BD Emerald 2cc est graduée à 0,10 ml.

## Les seringues BD Emerald sont sans latex et écologiques.

Ces seringues BD Emerald sont sans latex. Cette seringue BD Emerald est utilisée pour l'injection. Ceci peut également être utilisé pour aspirer le liquide, avec une seringue. Les seringues sont fournies sans aiguille. Les seringues BD Emerald se composent de trois parties: un cylindre, un pilon et un bouchon. Le cylindre est clair, pour un contrôle optimal, et l'échelle est clairement lisible. Une seringue en trois parties est munie en plus d'un capuchon en caoutchouc siliconé qui est fixé sur le dagueur. Ce capuchon en caoutchouc assure une bonne étanchéité entre le cylindre et le pilon et un mouvement en douceur du pilon. La seringue transparente assure un contrôle parfait de l'injection. La seringue Emerald est la version améliorée et plus écologique de la Plastipak. Ces

seringues ont comme raccord pour l'aiguille un raccord Luer-slip (sans fil).

## **Caractéristiques des seringues BD Emerald :**

- La seringue répond aux besoins cliniques dans le monde entier
- La seringue répond aux normes de qualité mondiales
- La seringue réduit l'impact sur l'environnement
- BD Emerald pulvérise intelligemment et écologiquement
- Processus de production piloté par l'énergie solaire et éolienne fabriquée de manière plus durable
- La seringue ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
- Marquage CE, ISO 7886, 7886-1 et ISO 594