



Numéro d'article	251856
Prix HT	23,92 €
Prix TTC	28,94 €
Stock	sur commande

Description

GelSupport Talons

Les supports en gel sont des talonnettes en silicone avec des bords stabilisants et une haute viscoélasticité pour une bonne répartition du poids pendant la marche et la station debout.

Il peut être porté dans n'importe quelle chaussure, des chaussures classiques aux chaussures de sport. Ces talons ont une très longue durée de vie et peuvent être facilement entretenus avec de l'eau et un savon neutre. Les talons absorbent les chocs et les vibrations et assurent une meilleure répartition du poids sur toute la surface du pied. GelSupport Plus: Recommandé pour l'épine calcanéenne. Comprend un insert central en silicone rouge en ayant une propriété d'amortissement différenciée pour l'épine du talon. Emballage: 1 paire