



Numéro d'article	104855
Prix HT	254,92 €
Prix TTC	308,45 €
Stock	sur commande

Description

Injecteur HSW de qualité professionnelle. Seringue en métal plein avec poignée à 3 anneaux.

La seringue se place facilement dans la main pour donner une bonne force lors du nettoyage de l'oreille.

- Le cylindre et le piston métalliques peuvent être remplacés
- peut être complètement démonté et est facile à nettoyer
- autoclavable à 134°C ou 273°F
- est livré avec une canule droite et à olive et une protection contre les éclaboussures

Contenu: 125 mL