



Numéro d'article	000460
Prix HT	3,41 €
Prix TTC	4,13 €
Stock	en stock

Description

Jeu de limes d'ongles en carton Kiehl - 180mm - 10 pièces offre une solution pratique et durable pour prendre soin de vos ongles. Ces limes à ongles sont idéales pour façonner et lisser vos ongles, et elles sont douces pour la plaque de l'ongle, assurant une finition saine. Avantages :

- Durables et efficaces pour le soin des ongles
- Convient pour façonner et lisser les ongles
- Douces pour la plaque de l'ongle, elles ne l'abîment pas
- Le set comprend plusieurs limes à ongles pour une utilisation à long terme

Les limes à ongles en carton de Kiehl sont le choix parfait pour un soin professionnel des ongles à la maison. Commandez-les dès maintenant pour une finition douce et soignée de vos ongles !