



Numéro d'article	270174
Prix HT	118,10 €
Prix TTC	142,90 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Cette boîte de verrouillage avec serrure numérique offre un verrouillage idéal lors de l'utilisation d'une pousse-seringue

Lock Box pour Pousse-seringue CA-700

- Avec un code numérique pour assurer la sécurité des médicaments
- Empêche le déplacement de la seringue
- Empêche les déversements
- Écran clairement visible dans la boîte de verrouillage
- Changer de programme de perfusion n'est pas possible

L'infirmière ou la personne responsable peut définir un code afin que le patient ne puisse pas modifier les paramètres. Idéal pour les maisons de retraite.

Afbeeldingen

