



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 126022              |
| <b>Prix HT</b>          | 17,39 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 21,04 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

La partie puissante du marteau reflex Dejerine est une pièce en caoutchouc de forme cylindrique et aux extrémités arrondies.

**Le marteau Dejerine est adapté pour tester les réflexes musculaires et éveille les réflexes musculaires.**

Cet instrument d'examen neurologique est utilisé par les neurologues et les médecins généralistes. Le marteau à réflexe dejerine est équipé d'une aiguille. Le marteau est en acier inoxydable.