



Numéro d'article	010071
Prix HT	5,21 €
Prix TTC	6,30 €
Stock	en stock

Description

Omnifix - Pulvérisateur en 3 parties

Caractéristiques Omnifix Braun

- Fabriqué en polypropylène
- Cylindre transparent
- Marquage permanent
- Balance claire et facile à lire
- Masseur à double joint pour aspiration et injection lente : en matière synthétique naturelle, sans latex, selon ISO 10993.
- Sans latex
- Selon la norme ISO 7886-1
- Tailles disponibles : 3 - 20 ml