



<b>Numéro d'article</b>	150264
<b>Prix HT</b>	86,44 €
<b>Prix TTC</b>	104,59 €
<b>Stock</b>	Plus que 5 en stock

## Description

---

Support à sérum en acier inoxydable

Ce support à sérum en acier inoxydable est réglable en hauteur et possède un porte-bouteille en plastique bleu et un porte-gouttes en verre.

Le support à sérum est idéal pour une utilisation dans les cabinets médicaux et les hôpitaux. La base à cinq pattes rend ce support à sérum facile à manœuvrer.

Caractéristiques du stand de sérum :

- Support à sérum en acier inoxydable
- Porte-bouteille en plastique bleu
- Avec verre gouttelettes

- Cadre à cinq pieds
- Diamètre : 25 / 18 mm
- Porte-bouteille en plastique avec 4 crochets - 2 kg/crochet
- Verrouillage : réglage en hauteur par vis
- Longueur du tuyau extérieur 1000 mm
- Diamètre du châssis : 635mm
- Profil du bras : 25 x 25 mm
- Roues doubles de 50 mm
- Poids total : 6,1 kg

## Afbeeldingen

---

