



Numéro d'article	000371
Prix HT	1,08 €
Prix TTC	1,31 €
Stock	en stock

Description

Posiflush seringue (Saline) 10 ml Luer-Lok - par pièce Ces seringues pré-remplies PosiFlush sont idéales pour rincer en toute sécurité les cathéters intraveineux. Elles permettent d'éviter le reflux sanguin et d'améliorer l'entretien du cathéter. La solution stérile et la conception réduisent le risque d'erreurs et d'endommagement du cathéter. Les seringues sont stérilisées (SAL 10-6) et ont une durée de conservation de 3 ans. Le profil prêt à l'emploi élimine le besoin de flacons et d'ampoules en verre, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

- Solution stérile de NaCl 0,9
- Connexion Luer-Lock
- Réduit le risque d'erreurs et d'endommagement du cathéter

Vendu par 1 pièce.

Afbeeldingen

