



Numéro d'article	015003
Prix HT	44,83 €
Prix TTC	54,24 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Garrot Prämeta de haute qualité, de design modern et d'utilisation facile. Contrairement au garrot gris de Prämeta, la manipulation du garrot vert de Prämeta est unimanuelle.

Une ligature/garrot est utilisée pour le prélèvement sanguin. Il est ainsi plus facile de piquer et de prélever l'échantillon de sang.

- Manipulation unimanuelle possible
- Un garrot pose et retrait faciles lors des perfusions
- Le garrot consiste coton résistant, bien toléré par la peau
- Le garrot est sans latex
- Fermeture métallique haut de gamme
- Le garrot ne coince pas la peau et les poils
- Le garrot autoclavable jusqu'à 120 °C et 1,1 bar
- Dimensions du garrot: largeur 2,1 cm, longueur 60 à 70 cm