



Numéro d'article	013281
Prix HT	50,49 €
Prix TTC	61,09 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Robinet 3-voies Connecta Plus avec rallonge 10cm - 50 pièces

Propriétés du produit

- Type : robinet en Y avec aiguille
- Matériau : PVC
- Volume : 3 ml
- Tube de forage : 2mm
- Luer lock : Rotating LL

Système Connecta click

Lorsque la valve est utilisée, les autres ouvertures sont parfaitement étanches, ce qui garantit un débit maximal.