



Numéro d'article	000561
Prix HT	160,12 €
Prix TTC	193,75 €
Stock	sur commande

Description

Robinet à 3 voies pour la thérapie par perfusion et la surveillance

1 carton = 200 pièces

Robinet à 3 voies Discofix®C

Résistant aux effets des produits pharmaceutiques

- Résistant aux produits pharmaceutiques avec un degré de transparence jamais atteint auparavant
- Résistance aux fissures dues à l'exposition aux solutions de perfusion, aux médicaments et aux désinfectants à base d'alcool

- Protection contre les risques de déchirures non détectées, d'infiltration d'air et de fuites
- Connexion rapide grâce à l'adaptateur rotatif
- Connexion fiable et sûre du système grâce à la rotation de l'unité de robinetterie connectée sur son propre axe
- Léger déclic à chaque rotation de 45° du robinet

Avantages

- Facilite l'accès aux injections et aux aspirations grâce à un adaptateur rotatif
- Assure un réglage correct grâce à une réponse tactile à chaque rotation de 45°
- Résiste aux effets dangereux des produits pharmaceutiques
- Réduit les fuites, la contamination et l'embolie gazeuse

Indication

- Thérapie de nutrition parentérale avec lipides
- Anesthésie avec des anesthésiques IV, par exemple le Propofol
- Chimiothérapie avec des cytostatiques
- Immunothérapie pour l'application de suppresseurs, par exemple la cyclosporine
- Neurologie pour l'application de neuroleptiques, par exemple la phénytoïne sodique