

Seringue d'alimentation DANUMED - Single Patient Use - 60ml - par pièce

09/10/2025 00:13:40



Numéro d'article	4790
Prix HT	2,35 €
Prix TTC	2,84 €
Stock	en stock

Description

Seringue d'alimentation DANUMED - Single Patient Use - 60ml - par pièce

La seringue d'alimentation danumed avec connecteur ENFit® femelle est spécialement conçue pour l'administration en toute sécurité de la nutrition entérale, de médicaments, de liquides, ainsi que pour la décompression et le rinçage.

Manipulation confortable

- Peut être lavée et réutilisée jusqu'à 14 jours.

- Le cylindre transparent de la seringue permet de vérifier facilement le contenu.
- La poignée striée offre une sécurité et un confort accrus lors de l'utilisation.
- Le piston se déplace en douceur et de manière régulière pour un dosage précis.
- Une butée de sécurité transparente empêche le piston de sortir accidentellement du cylindre.

Sécurité maximale pour le patient

- Le connecteur ENFit® garantit la sécurité du patient en évitant les connexions incorrectes.
- Il est fabriqué dans un matériau biocompatible de haute qualité, totalement exempt de latex, de PVC, de DEHP et de BPA.
- La graduation validée avec exactitude garantit une grande précision de mesure.

Afbeeldingen

