

Seringue d'alimentation KD-JECT E à connection ENFIT 20ml - par pièce

09/10/2025 00:13:41



Numéro d'article	4784
Prix HT	0,44 €
Prix TTC	0,53 €
Stock	en stock

Description

KD-JECT E voedingsspuiten met ENFIT aansluiting - per stuk

De KD-JECT E voedingsspuiten met ENFIT aansluiting zijn speciaal ontworpen voor het nauwkeurig toedienen van enterale voeding. Deze spuiten, verkrijgbaar per stuk, zijn voorzien van een veilige ENFit-connector die compatibel is met enterale systemen, waardoor het risico op verkeerde toediening wordt verminderd. Verkrijgbaar in:

- 1 ml
- 3 ml
- 5 ml
- 10 ml
- 20 ml
- 60 ml

- 100 ml