



# Seringue KD-JECT III 50/60 ml - 3 parties - Embout de cathéter - 30 pièces

08/10/2025 17:20:53

<b>Numéro d'article</b>	010279
<b>Prix HT</b>	13,84 €
<b>Prix TTC</b>	16,75 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Seringue KD-JECT III 3 pièces Les seringues stériles à usage unique KD-JECT III avec luer sont composées de trois parties - le cylindre, le piston et le joint (joint en caoutchouc). Ils sont destinés à l'injection de médicaments en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux tels que les seringues ou à l'extraction de fluides corporels. KD-JECT III sont non-toxiques, apyrogènes et stérilisés à l'aide de l'oxyde d'éthylène (OE).

## Caractéristiques :

- Une échelle clairement lisible - Siliconisé pour une meilleure glisse - De larges poignées pour une prise en main facile et ferme - Butée de piston qui empêche le piston d'être poussé vers l'extérieur. - Emballage distributeur avec code de couleur qui peut être ouvert de deux façons différentes - Joint en caoutchouc pointu pour moins de résidus - Sans PVC et DEHP, sans latex