



Numéro d'article	010066
Prix HT	36,12 €
Prix TTC	43,71 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Ces seringues BD sont des seringues en trois parties sans aiguille, ce sont des seringues stériles à usage unique.

La seringue BD Plastipak est une seringue en trois parties sans aiguille.

Cette seringue BD est utilisée pour l'injection. Il peut également être utilisé pour aspirer le liquide, avec une seringue cependant. Les seringues sont fournies sans aiguille. Les seringues BD se composent de trois parties : un cylindre, un pilon et un bouchon. Le cylindre est clair, pour un contrôle optimal, et l'échelle est clairement lisible. Une seringue en trois parties est munie en plus d'un capuchon en caoutchouc siliconé qui est fixé sur le dagueur. Ce capuchon en caoutchouc assure une bonne étanchéité entre le cylindre et le pilon et un mouvement en douceur du pilon. La seringue transparente

assure un contrôle parfait de l'injection. Ces seringues ont comme raccord pour l'aiguille un raccord Luer-slip (sans fil).

Caractéristiques des seringues BD:

- Seringue en trois parties : corps, piston et joint de piston
- Pour injection ou prélèvement d'échantillon
- Sans latex
- Zoder DEHP
- Catégorie I
- Conforme aux normes de la directive 93/42/CEE (pour applications médicales).

Extra Informatie

Description	Emballage
1 ml	120 pièces
20 ml	120 pièces
30 ml	60 pièces
50 ml	60 pièces

Afbeeldingen

