



Numéro d'article	010149
Prix HT	16,05 €
Prix TTC	19,42 €
Stock	en stock

Description

Aiguilles Sterican pour la neurothérapie - Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable chrome-nickel et surface lisse avec un léger revêtement en silicone. Caractéristiques:

- Fabriqué en acier inoxydable, chrome-nickel
- Aiguilles à paroi mince
- Surface lisse avec revêtement silicone léger
- Selon ISO 7864 et DIN 13097
- Commande longue ou courte à 3 facettes
- Connexion luer lock en polypropylène
- Code couleur (selon ISO 6009)

Description + Code de l'article

- STERICAN AIGUILLES 23GX60MM – réf.4665600

- STERICAN AIGUILLES 23GX80MM – réf.4665635