



<b>Numéro d'article</b>	107600
<b>Prix HT</b>	2,24 €
<b>Prix TTC</b>	2,71 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Les conteneurs de couteaux Swann Morton sont spécialement fabriqués pour retirer les couteaux en toute sécurité et sans toucher le manche.

**Les couteaux peuvent être stockés dans le conteneur et déplacés en toute sécurité.**

Ce conteneur dispose également d'un système sûr pour retirer vos couteaux du porte-couteaux.

- Non stérile.
- Fabriqué en matière plastique opaque.
- Capacité : +/- 100 lames.
- Dimensions : 75 X 52 X 26 mm.