



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 107605   |
| <b>Prix HT</b>          | 20,93 €  |
| <b>Prix TTC</b>         | 25,33 €  |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Lames stériles en acier inoxydable. Les couteaux sont emballés par 100 pièces dans une boîte. Les lames de bistouri sont disponibles en différentes tailles.

## Propriétés de ces lames

- Idéal pour les coupes
- Matériau de haute qualité
- Stérile
- Pour usage unique
- Disponible en différentes tailles
- Emballage individuel

## Couteaux disponibles

- N° 10 : Couteau chirurgical traditionnel à tranchant courbe pour les petites incisions dans la peau et les muscles.

- N° 11 : Bistouri triangulaire allongé à forte pointe. Idéal pour les incisions pendant les procédures chirurgicales.
- N° 12 : Petite lame pointue en forme de croissant, affûtée le long du bord intérieur de la courbe. Couteau à suture.
- N° 15 : Petit bord de coupe incurvé pour de petites incisions précises.
- N° 20 : Grand bord de coupe incurvé pour les procédures orthopédiques et de chirurgie générale.
- N° 21 : Grand bord de coupe incurvé avec dos plat et flou pour les procédures orthopédiques et chirurgicales.
- N° 22 : Large tranchant incurvé principalement pour les incisions en chirurgie cardiaque et thoracique.
- N° 23 : Lame pour faire de longues incisions.
- N° 24 : lame semi-circulaire pour faire de longues incisions, par exemple lors d'une autopsie.