

<b>Numéro d'article</b>	107615
<b>Prix HT</b>	0,25 €
<b>Prix TTC</b>	0,30 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

---

Le stitch cutter de Swann Morton est utilisé pour couper les sutures. La pointe arrondie du stitch cutter est idéale pour couper les sutures modernes. L'inconfort du patient est minimisé par ce couteau. La lame ne cause aucun dommage à la peau.

**Ce stitch cutter stérile est un couteau de point très pratique.**

Ces couteaux sont utilisés dans les cliniques, les services de premiers soins, les hôpitaux et les cabinets médicaux.

## Propriétés de ce couteau

- Pour la coupe des sutures
- Arrondi, bout du nez du taureau
- Un minimum d'inconvénients
- Aucun dommage à la peau
- En acier au carbone
- Stérile
- Emballage individuel