



Unistik Shieldlock - Sans adaptateur - Sans corps de pompe - 21G x 200mm - 100 pièces

08/10/2025 18:51:59



Numéro d'article	3750
Prix HT	23,99 €
Prix TTC	29,03 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Une aiguille usagée peut provoquer une blessure par piqûre, même si elle n'a été utilisée que brièvement. De conception conviviale, Unistik Shieldlock (sans adaptateur/support) offre une protection une fois que l'aiguille est retirée de la veine. Cela permet aux professionnels de la santé de prélever facilement de grandes quantités de sang. Prélèvement de sang en toute sécurité

Le bouclier Unistik est conçu pour offrir une protection dès que l'aiguille est retirée de la veine du patient, grâce à un système de sécurité activé par le pouce.

Contenu

Boucle de protection Unistik (sans adaptateur/support) - 100 pièces Indiquez les dimensions souhaitées.