



<b>Numéro d'article</b>	122197
<b>Prix HT</b>	76,67 €
<b>Prix TTC</b>	92,77 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Ces spéculums jetables de Welch Allyn sont destinés à être utilisés avec le système d'éclairage LED KleenSpec. Les spéculums jetables permettent de ne pas perdre de temps ni d'argent à nettoyer, désinfecter et stériliser les spéculums. Les spéculums sont fabriqués en acrylique souple, ce qui évite de serrer et de pincer les tissus pendant l'examen. Ils assurent ainsi un très haut niveau de confort pour le patient.

## Propriétés du produit pour le spéculum jetable KleenSpec

- Convient pour une utilisation avec le système d'éclairage LED KleenSpec de Welch Allyn
- Matériau transparent permettant l'examen du tissu directement à travers le spéculum
- Poignée large et ergonomique pour une meilleure prise en main
- Fabriqué en acrylique

- Augmentation du confort du patient en évitant de comprimer ou de serrer les tissus pendant l'examen
- Produit jetable, donc pas de frais de nettoyage ou de désinfection

## Disponible en différentes tailles :

- Petit (59000) - 24 pièces/emballage
- Moyen (59001) - 24 pièces/emballage
- Grand (59004) - 18 pièces/emballage