



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 108301                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 43,45                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 52,57                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 3 op voorraad |

## Omschrijving

Topkwaliteit van Aesculap! Gebogen roestvrij stalen verbandscharen.

Dankzij een afgerond speciaal uiteinde aan het onderste blad, knipt u met deze verbandschaar snel en veilig verbanden door.

Zelfs bij direct contact met het lichaam glijdt de Lister-verbandschaar moeiteloos over de huid, zonder de patiënt te verwonden.

- 2 tandenloze schaarbladen
- Scherp geslepen sneden
- Kenmerkende hoek van de schaarbladen met de handgreep, zodat de verbandschaar goed is vast te houden