



Artikelnummer	108385
Prijs excl. BTW	€ 43,65
Prijs incl. BTW	€ 52,82
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Arterieklem volgens Pean in rechte vorm kan worden gebruikt voor het vastpakken en vasthouden van doorgesneden bloedvaten of weefsel. Door de vergrendeling kan de arterieklem in verschillende posities worden vastgezet. Gemaakt van hoogwaardig kwaliteitstaal voor een zeer lange levensduur en nauwkeurig afgewerkt volgens de hoge kwaliteitseisen van Aesculap (B.Braun). De producten van Aesculap zijn nauwkeurig afgewerkt wat zorgt voor een prettige werkwijze. De instrumenten zijn gemakkelijk te reinigen wat de hygiëne bevordert.

Producteigenschappen

- Materiaal: chirurgisch RVS
- Lengte: 14 cm
- Anatomische uitvoering (bek is vlak met geribbeld oppervlak)

- Recht model

Afbeeldingen

