



Artikelnummer	126022
Prijs excl. BTW	€ 17,39
Prijs incl. BTW	€ 21,04
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Het krachtige deel van de Dejerine reflexhamer is een rubberen onderdeel met een cilindrische vorm en afgeronde uiteinden.

De dejerine hamer is zeer geschikt om reflexen van de spieren te testen en wekt spierreflexen op.

Dit neurologisch onderzoeksinstrument wordt door neurologen en huisartsen gebruikt.

De reflex hamer dejerine is voorzien van een naald. De hamer is vervaardigd uit RVS.