



Artikelnummer	000561
Prijs excl. BTW	€ 160,12
Prijs incl. BTW	€ 193,75
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

3 wegkraan voor infuustherapie en monitoring

1 karton = 200 stuks

Discofix®C 3-way stopcocks

Bestand tegen de effecten van geneesmiddelen

- Bestand tegen farmaceutische producten met een voorheen ongekende mate van transparantie
- Weerstand tegen spanningsscheuren als gevolg van blootstelling aan infuusoplossingen, geneesmiddelen en desinfectiemiddelen op alcoholbasis
- Bescherming tegen het gevaar van onopgemerkte scheuren, luchtinfusie en lekkage

- Snelle aansluiting met roterende adapter
- Betrouwbare, veilige systeemaansluiting met draaiing van de aangesloten kraaneenheid op zijn eigen as
- Lichte klik bij elke 45° draaiing van de klep

Voordelen

- Biedt gemakkelijke toegang voor injecties en aspiraties door middel van een roterende adapter
- Zorgt ervoor dat u de juiste instelling voelt door een tactiele respons bij elke 45° draai
- Bestand tegen de gevaarlijke effecten van farmaceutica
- Vermindert lekkage, besmetting en luchtembolie

Indicatie

- Parenterale voedingstherapie met lipiden
- Anesthesie met IV-anesthetica, bijv. Propofol
- Chemotherapie met cytostatica
- Immunotherapie voor toepassing van suppressiva, bv. Cyclosporine
- Neurologie voor de toepassing van neuroleptica, bijv. Fenytoïne natrium